

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Tcl1Bウサギポリクローナル抗体 - O95988

商品番号: CM0016925

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用に検証された高品質の抗TCL1Bウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのTCL1B（予測分子量~15 kDa）を検出します。プロトオンコジーンシグナル伝達およびAKT活性化経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCL1B ウサギ pAb
備考/別名	TML1; SYN-1; TCL1B
種	ヒト
遺伝子ID	9623
免疫原	ヒトTCL1B（NP_004909.1）のアミノ酸1-128に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95988
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷バッグ