

Anti-Tcn2 (トランスコバラミン-2) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - P20062

商品番号: CM0029996



前書き

ヒトトランスコバラミン-2 (TCN2)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタン
ブロッティングおよびELISAに適しており、マウスTC
N2との交差反応性を示します。コバラミン輸送および
代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCN2 ウサギ pAb
備考／別名	II; TC; TC2; TC-2; TCII; TC II; D22S676; D22S750; TCN2
種	ヒト
遺伝子ID	6948 (ヒト)
免疫原	ヒトTCN2 (NP_001171655.1) のアミノ酸19-250を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P20062
タンパク質分子量	48kDa
配送	保冷バッグ