

Wb・Elisa向け抗Tcof1ポリクローナル抗体 - Q13428

商品番号: CM0030197

前書き

ヒトTCOF1（トリークルタンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。核小体機能、RNAポリメラーゼI制御、神経堤特異化の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCOF1 Rabbit pAb
別名	TCS; MFD1; TCSI; treacle; TCOF1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	6949
GeneID	6949
免疫原	ヒトTCOF1（NP_001008657.1）のアミノ酸659～958に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13428
タンパク質分子量	152kDa
発送方法	氷袋