


抗Tcp1アルファウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用途） - P17987

商品番号: CM0007751



前書き

CamelBioの抗TCP1アルファウサギモノクローナル抗体（P17987）は、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証されています。タンパク質折りたたみおよび細胞骨格会合に参与するTRiCシャペロニンサブユニットであるヒトTCP1アルファを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCP1アルファ ウサギmAb
別名	CCT1; CCTa; D6S230E; CCT-alpha; TCP-1-alpha; TCP1 alpha
対象種	ヒト
GeneID	6950
免疫原	合成ペプチド（ヒトTCP1アルファ（P17987）のアミノ酸1～100番内の配列に対応する合成ペプチド）
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17987
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	保冷剤