


Anti-Tcp1 Beta/Cct2 ラビットモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P78371

商品番号: CM0005703



前書き

ヒトTCP1

beta/CCT2（P78371）、TRiCシャペロニンサブユニットを標的とするラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでWB、IHC-P、ELISAについて検証済み。タンパク質フォールディングおよび繊毛形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCP1 beta/CCT2 Rabbit mAb
備考/別名	CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-beta; HEL-S-100n; TCP-1-beta; TCP1 beta/CCT2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10576
GeneID	10576
免疫原	合成ペプチド ヒトTCP1 beta/CCT2（P78371）のアミノ酸436-535内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78371
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋