


Anti-Tcp1 Beta/Cct2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用） - P78371

商品番号: CM0028257



前書き

ヒトTCP1 beta/CCT2 (CCT2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫沈降、ELISAで検証済み。

ヒトおよびマウスTCP1

betaを検出します。シャペロニン複合体およびタンパク質フォールディング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCP1 beta/CCT2 ウサギ pAb
備考/別名	CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-beta; HEL-S-100n; TCP-1-beta; TCP1 beta/CCT2
種	ヒト
GeneID	10576
免疫原	ヒトTCP1 beta/TCP1 beta/CCT2 (NP_006422.1) のアミノ酸206-535に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P78371
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ