

抗Tctaポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P57738

商品番号: CM0014143

前書き

TCTAウサギpAb（SWISS: P57738）は、ヒトTCTAタンパク質の全長を抗原として作製されたポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。破骨細胞および膜タンパク質研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCTA Rabbit pAb
別名	TCTA
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	6988
GeneID	6988
免疫原	ヒトTCTA（NP_071503.1）のアミノ酸1-103番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P57738
タンパク質分子量	11kDa
輸送方法	氷袋