


抗Tcte1ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q5Ju00

商品番号: CM0015256



前書き

ヒト TCTE1 (DRC5)

に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのTCTE1を認識します。繊毛/鞭毛運動およびN-DRC機能の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCTE1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	DRC5; D6S46; FAP155; TCTE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	202500
GeneID	202500
免疫原	ヒトTCTE1の1-300アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_872345.2)
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5JU00
タンパク質重量	56kDa
配送	アイスバッグ