


Anti-Tctp/Tpt1 モノクローナル抗体（Wb、Ip、Ihc-P、Elisa対応） - P13693

商品番号: CM0006830



前書き

ヒト、マウス、ラットでWB、IP、IHC-P、ELISAについて検証済みの高品質なAnti-TCTP/TPT1

ウサギモノクローナル抗体。カルシウム結合、微小管安定化、およびアポトーシス調節に関与する20kDaタンパク質を認識します。研究および診断薬開発のためのIVD原材料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TCTP/TPT1 ウサギ mAb
備考/別名	HRF; p02; p23; TCTP; TCTP/TPT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7178
GeneID	7178
免疫原	ヒト TCTP/TPT1 (P13693) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13693
タンパク質分子量	20kDa
配送	アイスパック