


WbおよびElisa用 Anti-Tctp/Tpt1 ウサギポリクローナル抗体 - P13693

商品番号: CM0027395



前書き

ヒトTCTP/TPT1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。カルシウムシグナリングおよびアポトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCTP/TPT1 ウサギ pAb
備考/別名	HRF; p02; p23; TCTP; TCTP/TPT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7178
GeneID	7178
免疫原	ヒトTCTP/TCTP/TPT1のアミノ酸1-172に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_003286.1)。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13693
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ