


Wb、If/Icc、Elisa用抗Tctp/Tpt1ウサギポリクローナル抗体 - P13693

商品番号: CM0013801



前書き

ヒトTCTP/TPT1（HRF、p23、フォルチリン）を標的とするウサギポリクローナル抗体。組換え免疫原（aa 1-172）。WB、IF/ICC、ELISAに適しており、ヒトおよびマウスと交差反応します。アポトーシス、カルシウム結合、微小管ダイナミクスの研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCTP/TPT1ウサギpAb
備考／別名	HRF、p02、p23、TCTP、TCTP/TPT1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7178
GeneID	7178
免疫原	ヒトTCTP/TCTP/TPT1（NP_003286.1）のアミノ酸1-172に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P13693
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷バッグ