

WbおよびElisa用抗Tdgポリクローナル抗体 - Q13569

商品番号: CM0026129



前書き

ヒトTDGに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。DNA脱メチル化および塩基除去修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TDG Rabbit pAb
備考/別名	hTDG; TDG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6996
GeneID	6996
免疫原	ヒトTDG (NP_003202.3) のアミノ酸1-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13569
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスバッグ