

## 抗Tdgf1/Cripto ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P13385

商品番号: CM0018383

### 前書き

ヒトTDGF1（CRIPTO）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのTDGF1を検出し、がん研究や発生生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名        | TDGF1 ウサギpAb                                            |
| 備考/別名      | CR; CR-1; CRGF; CRIPTO; TDGF1                           |
| 対象種        | ヒト                                                      |
| GeneID（ヒト） | 6997                                                    |
| GeneID     | 6997                                                    |
| 免疫原        | ヒトTDGF1（NP_001167607.1）のアミノ酸31～150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                     |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                               |
| 用途         | WB, IHC-P, ELISA                                        |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS      | P13385                                                  |
| タンパク質分子量   | 21kDa                                                   |
| 輸送方法       | 氷袋                                                      |