


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Tdo2 ポリクローナル抗体 - P48775

商品番号: CM0031041



前書き

この抗TDO2ウサギポリクローナル抗体は、ヒトおよびマウスのトリプトファン2,3-ジオキシゲナーゼ（約48 kDa）を検出し、WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションでバリデートされています。トリプトファン異化代謝および関連疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TDO2 ウサギ pAb
備考/別名	TO; TDO; TPH2; TRPO; HYPTRP; TDO2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6999
遺伝子ID	6999
免疫原	ヒトTDO2 (NP_005642.1) のアミノ酸100-200に相当する配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P48775
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ