


Wb、If/Icc、Elisa用抗Tdo2ポリクローナル抗体 - P48775

商品番号: CM0015297



前書き

ヒトTDO2（トリプトファン2,3-ジオキシゲナーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中に存在する内在性TDO2を検出します。トリプトファン代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TDO2ウサギpAb
備考／別名	TO; TDO; TPH2; TRPO; HYPTRP; TDO2
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	6999
GeneID	6999
免疫原	ヒトTDO2（NP_005642.1）のアミノ酸100～200内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48775
タンパク質分子量	48 kDa
輸送	保冷バッグ