

Wb、Ip、If、Ihc、Chip用抗Tdp-43/Tardbpモノクローナル抗体 - Q13148

商品番号: CM0003765



前書き

ヒトTDP-

43/TARDBP (Q13148) を対象とした組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IP、IF、IHC、ChIP、ELISAへの使用に適しています。マウスおよびラットと交差反応します。RNAプロセッシングおよび神経変性に関する研究での評価が完了しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TDP-43/TARDBP ウサギmAb
備考/別名	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	23435
GeneID	23435
免疫原	合成ペプチド (ヒトTDP-43/TARDB (Q13148) のアミノ酸300~400番目の配列に対応する合成ペプチド)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ChIP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13148
タンパク質分子量	45 kDa
輸送方法	保冷剤