

## 抗Tdp-43/Tardbpポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応) - Q13148

商品番号: CM0017958



### 前書き

ヒト TDP-43/TARDBP に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。RNA生物学、神経変性、概日リズムの研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                           |
|-------------|------------------------------|
| 製品名         | TDP-43/TARDBP ウサギpAb         |
| 備考/別名       | ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP |
| 種           | ヒト                           |
| GeneID (ヒト) | 23435                        |
| GeneID      | 23435                        |
| 免疫原         | 組換えタンパク質                     |
| 由来          | ウサギ                          |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                    |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA     |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                   |
| SWISS       | Q13148                       |
| タンパク質重量     | 45kDa                        |
| 配送          | アイスバッグ                       |