

## 抗Tdp1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9NuW8

商品番号: CM0029956



### 前書き

ヒトおよびラットTDP1（68 kDa）を認識するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの利用が検証済みで、免疫原はアミノ酸1-140番を含みます。DNA修復および神経変性研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                  |
|----------|----------------------------------------------------|
| 製品名      | TDP1 ウサギpAb                                        |
| 別名       | TDP1                                               |
| 対象種      | ヒト                                                 |
| ヒト遺伝子ID  | 55775                                              |
| 遺伝子ID    | 55775                                              |
| 免疫原      | ヒトTDP1（NP_060789.2）のアミノ酸1-140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源       | ウサギ                                                |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                          |
| 用途       | WB、IF/ICC、ELISA                                    |
| 交差反応性    | ヒト、ラット                                             |
| SWISS    | Q9NUW8                                             |
| タンパク質分子量 | 68kDa                                              |
| 配送方法     | 保冷剤                                                |