


Wb、Elisa用Anti-Tdp2ウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み） - O95551

商品番号: CM0020264



前書き

TDP2に対するウサギポリクローナル抗体、KO検証済み。WBおよびELISAによりヒトおよびマウスTDP2（O95551）を検出します。DNA修復、トポイソメラーゼ研究、神経学研究への応用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] TDP2ウサギpAb
備考／別名	EAP2; AD022; EAPII; TTRAP; hTDP2; dj30M3.3; P2
種	ヒト
GeneID	51567
免疫原	ヒトTDP2（NP_057698.2）のアミノ酸1～200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95551
タンパク質分子量	41 kDa
輸送	保冷剤