

Wb、Elisa用 Anti-Tdrd1 ポリクローナル抗体 - Q9Bxt4

商品番号: CM0015340



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのウサギポリクローナルTDRD1抗体。マウスとの交差反応性あり。癌/精巣抗原CT41.1を標的とし、精子形成におけるpiRNAを介したトランスポゾンサイレンシングに必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TDRD1 ウサギ pAb
備考/別名	CT41.1; TDRD1
種	ヒト
GeneID	56165
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトTDRD1 (NP_942090.1) のアミノ酸25-125に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9BXT4
タンパク質分子量	132kDa
発送	保冷バッグ