

WbおよびElisa用 抗Tdrd3 ウサギポリクローナル抗体 - Q9H7E2

商品番号: CM0025932



前書き

ヒトTDRD3に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。転写共活性化およびストレス顆粒形成に参与する足場タンパク質を認識します。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TDRD3 ウサギ pAb
備考/別名	TDRD3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81550
免疫原	ヒトTDRD3のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_110421.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H7E2
タンパク質分子量	73kDa
発送	保冷バッグ