


Anti-Tdrkh ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y2W6

商品番号: CM0027650



前書き

TDRKHに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を示します。piRNAバイオジェネシスおよび精子形成の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TDRKH Rabbit pAb
備考/エイリアス	TDRD2; TDRKH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11022
GeneID	11022
免疫原	ヒトTDRKH (NP_001077432.1) のアミノ酸36-355に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2W6
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスバッグ