


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Tdtウサギモノクローナル抗体 - P04053

商品番号: CM0007716



前書き

CamelBioは、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA用に検証済みの抗TdTウサギモノクローナル抗体（クローンA22618）を提供します。ヒトの末端デオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ（V(D)J組換えに必須の核内酵素）に対する特異的反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TdT ウサギ mAb
備考/別名	TDT; TdT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1791
遺伝子ID	1791
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04053
タンパク質分子量	59kDa
発送	保冷バッグ