

ウェスタンブロッティング・Elisa用 抗Tdt ウサギポリクローナル抗体 - P04053

商品番号: CM0029498



前書き

ヒトTdTを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。V(D)J組換えや免疫細胞発生の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TdT ウサギpAb
備考 / 別名	TDT; TdT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1791
遺伝子ID	1791
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P04053
タンパク質分子量	59kDa
輸送方法	保冷剤