

抗Tead1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa、Chip対応） - P28347

商品番号: CM0026661



前書き

ウサギ由来TEAD1に対するポリクローナル抗体で、W B、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIPでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。Hippoシグナル伝達および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TEAD1 Rabbit pAb
備考/別名	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1; TEAD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7003
遺伝子ID	7003
免疫原	ヒトTEAD1 (NP_068780.2) のアミノ酸135～215番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28347
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	保冷剤