

Anti-Tead1/2/3/4 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P28347 / Q15561 / Q15562 / Q99594

商品番号: CM0012743



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用の高品質な抗TEAD1/2/3/4ウサギモノクローナル抗体。Hippoシグナル伝達研究において、ヒトTEAD転写因子をターゲットとします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TEAD1/2/3/4 Rabbit mAb
備考/別名	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7003/7004/8463/7005
免疫原	ヒトTEAD4 (NP_003204.2) のアミノ酸174-263に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P28347/Q15561/Q15562/Q99594
タンパク質分子量	48 kDa/49 kDa/47 kDa
配送	保冷バッグ