

Tead2に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q15562

商品番号: CM0012961



前書き

ヒトTEAD2（TEF-4）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が検証済みです。約49 kDaのタンパク質を検出します。Hippo経路、細胞増殖、転写調節の研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様項目	詳細
製品名	TEAD2 Rabbit pAb
別名	ETF; TEF4; TEF-4; TEAD-2; TEAD2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8463
GeneID	8463
免疫原	ヒトTEAD2の組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15562
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	保冷剤