


Anti-Tead3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q99594

商品番号: CM0028006



前書き

TEAD3 Rabbit pAbは、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用のウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのTEAD3 (TEF-5) (49kDa) を認識します。胎盤およびがん研究において、Hippoシグナル伝達転写因子をターゲットとします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TEAD3 Rabbit pAb
備考/別名	TEF5; TEAD5; TEF-5; DTEF-1; ETFR-1; TEAD-3; TEAD3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7005
免疫原	ヒトTEAD3 (NP_003205.2) のアミノ酸130-330を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99594
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスパック