

## Wb、Elisa用 抗Tead4ウサギモノクローナル抗体 - Q15561

商品番号: CM0006755



## 前書き

ヒトTEAD4（細胞増殖と遊走を調節するHippoシグナル伝達の主要な転写因子）を検出するためのウエスタンブロット（WB）およびELISA用抗TEAD4ウサギモノクローナル抗体。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | TEAD4 ウサギ mAb                                                              |
| 備考/別名      | TEAD4; EFTR-2; RTEF1; TCF13L1; TEF-3; TEF3; TEFR-1; hRTEF-1B; TEAドメイン転写因子4 |
| 種          | ヒト                                                                         |
| 遺伝子ID (ヒト) | 7004                                                                       |
| 遺伝子ID      | 7004                                                                       |
| 免疫原        | ヒトTEAD4 (Q15561) のアミノ酸140-240に対応する合成ペプチド                                   |
| 由来         | ウサギ                                                                        |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                                  |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                                                  |
| 交差反応性      | ヒト                                                                         |
| SWISS      | Q15561                                                                     |
| タンパク質分子量   | 34kDa/44kDa/48kDa                                                          |
| 発送         | 保冷バッグ                                                                      |