

Anti-Tead4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q15561

商品番号: CM0030880



前書き

ヒトTEAD4 (TEF-3)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。Hippoシグナル経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TEAD4 Rabbit pAb
備考/別名	TEF3; RTEF1; TEF-3; EFTR-2; TEFR-1; TCF13L1; hrTEF-1B; TEAD4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7004
遺伝子ID	7004
免疫原	組換えタンパク質（ヒトTEAD4 (NP_003204.2) のアミノ酸110-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q15561
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスパック