


Tecに対するウサギポリクローナル抗体 - Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応 - P42680

商品番号: CM0013148



前書き

Tec Rabbit pAbは、組換えヒトTec（アミノ酸1-280番）を免疫原として作製されたポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプル中のTecを検出できるため、免疫シグナル伝達やキナーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Tec Rabbit pAb
別名	PSCTK4; Tec
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	7006
GeneID	7006
免疫原	ヒトTec（NP_003206.2）のアミノ酸1-280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42680
タンパク質分子量	74 kDa
配送方法	保冷剤