


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Tefm ウサギポリクローナル抗体 - Q96Qe5

商品番号: CM0028647



前書き

ヒトTEFM（C17orf42）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ミトコンドリア転写と酸化的リン酸化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TEFM ウサギ pAb
備考/別名	C17orf42; TEFM
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	79736
遺伝子ID	79736
免疫原	ヒトTEFM（NP_078959.3）のアミノ酸36-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96QE5
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ