


WbおよびElisa用抗Tekウサギポリクローナル抗体 - Q02763

商品番号: CM0018027



前書き

ヒトTEK（TIE2、CD202B）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用です。ヒト、マウス、ラットのTEKを検出し、予測されるバンドサイズは126 kDaです。血管新生および血管生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TEK ウサギ pAb
備考/別名	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B; TEK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7010
GeneID	7010
免疫原	ヒトTEK（NP_000450.2）のアミノ酸500-750に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02763
タンパク質分子量	126kDa
輸送	保冷バッグ