

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Tekt1 ウサギポリクローナル抗体 - Q969V4

商品番号: CM0015229



前書き

ヒトTEKT1（テクチン-1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。繊毛および鞭毛微小管生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TEKT1 ウサギ pAb
備考/別名	TEKT1; tektin-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83659
GeneID	83659
免疫原	ヒトTEKT1 (NP_444515.1) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q969V4
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ