

Anti-Telo2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y4R8

商品番号: CM0022394



前書き

ヒトTELO2（hCLK2、TEL2）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。DNA損傷応答、mTORシグナル伝達、およびテロメ生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TELO2 ウサギ pAb
備考/別名	CLK2; TEL2; YHFS; TELO2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9894
遺伝子ID	9894
免疫原	合成ペプチド：ヒトTELO2（NP_057195.2）のアミノ酸450-550内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9Y4R8
タンパク質分子量	92kDa
配送	アイスバッグ