

Wb用抗Tenascin Cポリクローナル抗体 - P24821

商品番号: CM0020418



前書き

ヒトTenascin C (TN-C) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞外マトリックスおよびがん研究に適しています。予測分子量241kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Tenascin CウサギpAb
備考／別名	GP; JI; TN; HXB; GMEM; TN-C; DFNA56; 150-225; Tenascin C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3371
遺伝子ID	3371
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24821
タンパク質分子量	241kDa
輸送	保冷バッグ