

Anti-Tenascin-X (Tnxb) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P22105

商品番号: CM0019985



前書き

ヒト Tenascin-X (TNXB)

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。細胞外マトリックスおよび細胞接着研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNXB Rabbit pAb
備考／別名	XB; TNX; XBS; EDS3; HXBL; TENX; TN-X; VUR8; TNXB1; TNXB2; TNXBS; EDSCLL; EDSCLL1; TNXB
種	ヒト
GeneID	7148
免疫原	ヒトTNXB (NP_115859.2) のアミノ酸444-673に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P22105
タンパク質分子量	458kDa
輸送	保冷バッグ