

Wb、If/Icc、Elisa用抗Tenm1ポリクローナル抗体 - Q9Ukz4

商品番号: CM0015413

前書き

ヒトTENM1 (Teneurin-1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みです。神経発達および神経可塑性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TENM1 Rabbit pAb
備考/別名	TNM; ODZ1; ODZ3; TEN1; TNM1; ten-1; TEN-M1; TENM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10178
GeneID	10178
免疫原	ヒトTENM1 (NP_001156750.1) のアミノ酸350-540に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKZ4
タンパク質分子量	305kDa
配送	氷袋