


Anti-Terf1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P54274

商品番号: CM0013162



前書き

ヒトTERF1に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済み。ヒトおよびラットと交差反応します。テロメア生物学、染色体安定性、シエルタリン複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TERF1 ウサギpAb
別名	TRF; PIN2; TRF1; TRBF1; t-TRF1; hTRF1-AS; TERF1
対象種	ヒト
遺伝子ID	7013 (ヒト)
免疫原	ヒトTERF1 (NP_059523.2) のアミノ酸52～275番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P54274
タンパク質分子量	50kDa
発送方法	保冷剤