


## Wb用抗Terf2ポリクローナル抗体 - Q15554

商品番号: CM0023114



## 前書き

ヒトTERF2に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで実証済み、マウスおよびラットと交差反応します。テロメア生物学およびシェルテリン複合体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 製品名         | TERF2 ウサギpAb                                       |
| 別名          | TRF2; TRBF2; TERF2                                 |
| 由来種         | ヒト                                                 |
| GeneID (ヒト) | 7014                                               |
| GeneID      | 7014                                               |
| 免疫原         | ヒトTERF2 (NP_005643.2) のアミノ酸200～300領域の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源          | ウサギ                                                |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                          |
| 用途          | WB、ELISA                                           |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                         |
| SWISS       | Q15554                                             |
| タンパク質分子量    | 60kDa                                              |
| 輸送方法        | 保冷剤                                                |