


Wb、If/Icc、Elisa用抗Terf2Ipポリクローナル抗体 - Q9Nyb0

商品番号: CM0026056



前書き

WB、IF/ICC、ELISA向けのTERF2IP（RAP1）ウサギポリクローナル抗体で、ヒトおよびマウスで検証済みです。標的はシェルトリン複合体の成分でありNF- κ B制御因子であるテロメア反復結合因子2結合タンパク質1です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TERF2IP ウサギpAb
別名/略称	RAP1; DRIP5; TERF2IP
種	ヒト
遺伝子ID	54386 (ヒト)
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTERF2IP (NP_061848.2)のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NYB0
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	保冷剤