

Wb、Elisa用抗Tertモノクローナル抗体 - O14746

商品番号: CM0012515



前書き

ヒトTERT（テロメラーゼ逆転写酵素）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証済み。マウスおよびラットとも交差反応します。テロメア生物学、老化、がん研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TERTウサギmAb
備考／別名	TP2; TRT; CMM9; EST2; TCS1; hTRT; DKCA2; DKCB4; hEST2; PFBMFT1; TERT
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7015
GeneID	7015
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTERT（O14746）のアミノ酸1000～1132に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14746
タンパク質分子量	127 kDa
配送	保冷バッグ