

Wb、Elisa用抗Tertポリクローナル抗体 - O14746

商品番号: CM0026795



前書き

ヒトテロメラーゼ逆転写酵素（TERT）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用。ラットとの交差反応性を持ち、テロメア生物学およびがん研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TERT Rabbit pAb
備考/別名	TP2; TRT; CMM9; EST2; TCS1; hTERT; DKCA2; DKCB4; hEST2; PFBMFT1; TERT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7015
GeneID	7015
免疫原	ヒトTERT (NP_937983.2) のアミノ酸1000-1100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O14746
タンパク質分子量	127kDa
配送	アイスパック