


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tertウサギポリクローナル抗体 - O14746

商品番号: CM0020901



前書き

ヒトTERT（テロメラーゼ逆転写酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。テロメラーゼ、がん、老化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TERTウサギpAb
別名／エイリアス	TP2, TRT, CMM9, EST2, TCS1, hTRT, DKCA2, DKCB4, hEST2, PFBMFT1, TERT
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7015
GeneID	7015
免疫原	合成ペプチド ヒトTERT（NP_937983.2）のアミノ酸1050～1132内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O14746
タンパク質分子量	127 kDa
輸送	保冷剤