


抗Tesウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用途） - Q9Ugi8

商品番号: CM0028480



前書き

ヒトTES（Testin）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびラットと反応します。TESは細胞接着と腫瘍抑制に関与する足場タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TES ウサギpAb
別名	TESS; TESS-2; TES
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	26136
遺伝子ID	26136
免疫原	ヒトTES（NP_056456.1）のアミノ酸1～260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9UGI8
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	保冷剤