

WbおよびElisa用抗Tet1モノクローナル抗体 - Q8Nfu7

商品番号: CM0007695



前書き

ヒトTET1を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、エピジェネティクスおよび発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TET1 Rabbit mAb
備考/別名	LCX; CXXC6; bA119F7.1; TET1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	80312
GeneID	80312
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q8NFU7
タンパク質分子量	235kDa
配送	アイスバッグ