

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Tet1 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nfu7

商品番号: CM0018478



前書き

主要なDNA脱メチル化およびクロマチン調節因子であるTET1を、このウサギポリクローナル抗体で検証します。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでテスト済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。(Q8NFU7)

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	TET1 ウサギ pAb
備考/別名	LCX; CXXC6; bA119F7.1; TET1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	80312
遺伝子ID	80312
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NFU7
タンパク質分子量	235 kDa
発送方法	保冷バッグ