

Anti-Tet1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q3Urk3

商品番号: CM0024563

前書き

マウスTET1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。約219 kDaのバンドを検出；ヒト、マウス、ラットと交差反応します。DNA脱メチル化およびクロマチン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TET1 Rabbit pAb
備考/別名	LCX; Cxxc6; mKIAA1676; D10Ertd17e; 2510010B09Rik; TET1
種	マウス
GeneID	52463
免疫原	マウスTET1 (NP_001240786.1) のアミノ酸1749-1902に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q3URK3
タンパク質分子量	219kDa
配送	アイスバッグ