

抗Tet2ウサギPab（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q6N021

商品番号: CM0018006



前書き

TET2ウサギpAbは、WB、IHC-P、ELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。ヒトTET2（Q6N021）を認識し、マウスおよびラットと交差反応します。DNAメチル化およびエピゲネティクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TET2 ウサギpAb
略号/別名	MDS; IMD75; KIAA1546; TET2
由来種	ヒト
遺伝子ID	54790
免疫原	ヒトTET2（NP_001120680.1）のアミノ酸1833～2002番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6N021
タンパク質分子量	224kDa
発送方法	保冷剤