

抗Tet2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q6N021

商品番号: CM0026502



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みのこのウサギポリクローナル抗体は、DNA脱メチル化に関与するメチルシトシンジオキシゲナーゼであるヒトTET2（Q6N021）を標的とし、マウスおよびラットと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TET2 ウサギpAb
別名	MDS; IMD75; KIAA1546; TET2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	54790
GeneID	54790
免疫原	ヒトTET2（NP_001120680.1）のアミノ酸1833～2002番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6N021
タンパク質分子量	224kDa
輸送方法	保冷剤